

DK50 4VR/50

for four dental units
für vier Dentaleinheiten
pour 4 unités

DK50 4VR/50

- without soundproofing box
- für vier Dentaleinheiten
- sans armoire

DK50 4VR/50S



- without soundproofing box
- mit Schalldämmbox
- avec armoire

DK50 4VR/50/M

- without soundproofing box, with membrane dryer
- ohne Schalldämmbox, mit Membrantrockner
- sans l'armoir d'insonorisation, avec l'assècheur d'air à membrane

DK50 4VR/50S/M

- with soundproofing box, with membrane dryer
- mit Schalldämmbox und Membrantrockner
- avec l'armoir, avec l'assècheur d'air à membrane



| Technical specification Technische Daten Spécifications techniques | | | | | | | S1-S3 | | | | |
|--|------|----------------------------|-----|------|-------|-------|-----------|--------|------|-----|--------------|
| | V/Hz | l.min ⁻¹ /5 bar | kW | lit. | bar * | S1-S3 | °C | dB [A] | kg | mm | |
| DK50 4VR/50 | 4 | 3x400/50 | 270 | 2,2 | 50 | 6-8 | S1 - 100% | - | ≤ 77 | 70 | 580x580x790 |
| DK50 4VR/50S | 4 | 3x400/50 | 270 | 2,2 | 50 | 6-8 | S1 - 100% | - | ≤ 58 | 128 | 750x770x1015 |
| DK50 4VR/50/M | 3-4 | 3x400/50 | 215 | 2,2 | 50 | 6-8 | S1 - 100% | -20 | ≤ 77 | 81 | 635x580x790 |
| DK50 4VR/50S/M | 3-4 | 3x400/50 | 215 | 2,2 | 50 | 6-8 | S1 - 100% | -20 | ≤ 58 | 139 | 750x770x1015 |

* Other working pressures on demand. Technical modifications are subject to change.

* Anderer Arbeitsdruck auf Anfrage. Technische Änderungen vorbehalten.

* D'autres pressions d'utilisation sur demande. Sous réserve de modification des paramètres techniques.