

# DO M

a mobile, completely self-contained aspirator unit  
 mobiles, unabhängiges Absauggerät  
 unité mobile d'aspiration

- It is intended for the dental practice needs for aspiration, separation and entrapping of the waste into the built-in separation vessel.
- Wird für dentale Anwendungen zur Absaugung, Trennung und Sammlung der Absaugflüssigkeiten im Auffangbehälter verwendet.
- Unité mobile d'aspiration avec support d'aspiration et bac dans un meuble.



Technical specification Technische Daten Spécifications techniques	⚡/Hz	→ (max)	⚡ (max)	S1-S3	🔊	kg	↳
	V/Hz	lit.min <sup>-1</sup>	kPa	S1-S3	dB [A]	kg	mm
DO M	230/50(60) 110/60	1100	12	S1-100%	≤ 48	36	565x350x860

Technical modifications are subject to change.  
 Technische Änderungen vorbehalten.  
 Sous réserve de modification des paramètres techniques.