

POWER SETTINGS - SURGERY DEVICES / TABLEAU DE REGLAGES - APPAREILS DE CHIRURGIE

<i>Tips / Inserts</i>	PIEZOTOME® IMPLANTCENTER™	IRRIGATION ml/mn
BONE SURGERY		
BS1	1-2-3	40-50
BS1S / BS1L / BS1RD	-	-
BS2L / BS2R	1-2-3	40-50
BS4	1-2-3	35-40
BS5	1-2-3	35-40
BS6	1-2-3	35-40
CREST SPLITTING		
CS1 / CS2	-	-
CS3 / CS4	-	-
CS5 / CS6	-	-
SINUS LIFT		
SL1 / SL2	2-3	40-50
SL3	3-4	35-40
SL4 / SL5	3-4	35-40
INTRALIFT™		
TKW1 / TKW2	1	80
TKW3 / TKW4	1	80
TKW5 / TKW6	2-3	30-40
PIEZOCISION™		
PZ1	-	-
PZ2L / PZ2R	-	-
PZ3	-	-
EXTRACTION		
LC1 / LC1 90°	1-2	60-80
LC2 / LC2L / LC2R	1-2	60-80
NINJA™	1-2	60-80
CROWN EXTENSION		
BS6	1-2-3	35-40
CE1 / CE3	1	60-80
CE2	2	60-80

<i>Tips / Inserts</i>	PIEZOTOME® 2 IMPLANTCENTER™ 2 PIEZOTOME® SOLO	FINE SETTING* RÉGLAGE FIN*	PIEZOTOME® CUBE	IRRIGATION ml/mn		
BONE SURGERY II						
BS1	-	-	-	-		
BS1S / BS1L / BS1RD	D1	1-3	D1	60		
BS2L / BS2R	D1	1-3	D1	60		
BS4	D1	1-3	D1	60		
BS5	D3	1-3	D3	60		
BS6	D1	1-3	D1	60		
CREST SPLITTING II						
CS1 / CS2	MANDIBLE MANDIBULE	MAXILLARY MAXILLAIRE	1-3	MANDIBLE MANDIBULE	MAXILLARY MAXILLAIRE	80-100
	D2	D3		D2	D3	
CS3 / CS4	MANDIBLE MANDIBULE	MAXILLARY MAXILLAIRE	1-3	MANDIBLE MANDIBULE	MAXILLARY MAXILLAIRE	80-100
	D2	D3		D2	D3	
CS5 / CS6	MANDIBLE MANDIBULE	MAXILLARY MAXILLAIRE	1-3	MANDIBLE MANDIBULE	MAXILLARY MAXILLAIRE	80-100
	D2	D3		D2	D3	
SINUS LIFT II						
SL1 / SL2	D1	1-3	D1	60		
SL3	D4	1-3	D4	50		
SL4 / SL5	D4	1-3	D4	50		
INTRALIFT™ II						
TKW1 / TKW2	D2	3	D2	100		
TKW3 / TKW4	D2	3	D2	100		
TKW5 / TKW6	D3	1	D3	30-40		
PIEZOCISION™						
PZ1	D1	1-3	D1	60		
PZ2L / PZ2R	D1	1-3	D1	60		
PZ3	D1	1-3	D1	60		
EXTRACTION II						
LC1 / LC1 90°	D1	1-3	D1	60-80		
LC2 / LC2L / LC2R	D1	1-3	D1	60-80		
NINJA™	D1	1-3	D1	60-80		
CROWN EXTENSION II						
BS6	D1	1-3	D1	60		
CE1 / CE3	D1	1-3	D1	60-80		
CE2	D2	1-3	D2	60-80		

*Only for Piezotome® 2 and ImplantCenter™ 2 / Uniquement sur Piezotome® 2 et ImplantCenter™ 2

BONE SURGERY Kit: F87509 / F87309 Pack: F87500 / F87300		 BS1S - F87525	 BS2L - F87502 / F87302	 BS2R - F87503 / F87303	 BS4 - F87504 / F87304	 BS5 - F87505 / F87305	 BS6 - F87506 / F87306
		 BS1L - F87527*	 BS1RD - F87557*	 BS1 - F87301			
CREST SPLITTING Kit: F87567 Pack: F87560		 CS1 - F87561	 CS2 - F87562	 CS3 - F87563	 CS4 - F87564	 CS5 - F87565	 CS6 - F87566
SINUS LIFT Kit: F87519 / F87319 Pack: F87510 / F87310		 SL1 - F87511 / F87311	 SL2 - F87512 / F87312	 SL3 - F87513 / F87313	 SL4 - F87514 / F87314	 SL5 - F87515 / F87315	
INTRALIFT™ Kit: F87536 / F87336 Pack: F87530 / F87330		 TKW1 - F87531 / F87331	 TKW2 - F87532 / F87332	 TKW3 - F87533 / F87333	 TKW4 - F87534 / F87334	 TKW5 - F87535 / F87335	 TKW6 - F87538*
PIEZOCISION™ Kit: F87576 Pack: F87570		 PZ1 - F87571	 PZ2L - F87572	 PZ2R - F87573	 PZ3 - F87574		
EXTRACTION Kit: F87546 / F87346 Pack: F87540 / F87340		 LC1 - F87507 / F87307	 LC1-90° - F87541 / F87341	 LC2 - F87542 / F87342	 LC2L - F87543 / F87343	 LC2R - F87544 / F87344	 NINJA® - F87545 / F87345
CROWN EXTENSION Kit: F87554 / F87354 Pack: F87550 / F87350		 BS6 - F87506 / F87306	 CE1 - F87551 / F87351	 CE2 - F87552 / F87352	 CE3 - F87553 / F87353		

Black references available on / Références en noir disponible sur :
 Piezotome Solo (LED) / Piezotome® 2 / ImplantCenter™ 2 / Piezotome® Cube
 Blue references available on / Références en bleu disponible sur :
 Piezotome® / ImplantCenter™

* Not included in the kit / Hors kit

Pack delivered with: a kit, a sterilizable box, a handpiece, a dynamometric wrench
 Pack livré avec : un kit, une boîte de stérilisation, une pièce à main, une clé dynamométrique

See individual product instructions manuals for further informations on satelec.com/documents.
 Lire attentivement le manuel d'utilisation, pour de plus amples informations sur satelec.com/documents.

