

DentalSPOT

Nr. 01 / 2024

by HTP® Medical

ECHIPAMENTE
STOMATOLOGICE

PROIECTE
INTEGRATE

SERVICE și
CONSULTANȚĂ
TEHNICĂ

CURSURI de
SPECIALITATE

NEWS

Metode de finanțare Libra Bank
Cursuri HTP® Medical ACADEMY
Radiologie ACTEON
Unituri NEODENT

PROMOȚII

Unituri A-dec | Unituri Kavo
Microscop stomatologic Leica
Echipamente W&H
Sterilizatoare W&H, Dentior și Melag
Sistem Centrifugare PRF DuoQuattro

LICHIDARE de STOC

Dezinfectanți Dürr Dental
Ulei de întreținere W&H
Piese de mână Acteon
Anse Woodpecker

SERVICE

www.htp.ro



60 YEARS STRONG.

Celebrate 60 years of A-dec with an anniversary discount of **60%** on any eligible package of A-dec 500, A-dec 400 or A-dec 300, on orders placed between 2nd February and 30th April 2024.

Plus

Buy: 511 Chair, Delivery, LED Light, Assistant's instrumentation

Receive NLZ controller, tubing and motor plus 521 stool or second NLZ motor handpiece



Buy: 411 Chair, Delivery, LED Light, Assistant's instrumentation

Receive NLZ controller, tubing and motor plus upgrade from 300 LED to 500 LED light

Buy: 311 Chair, Delivery, LED Light, Assistant's instrumentation

Receive NLZ controller, tubing and motor

Uniturile dentare A-dec sunt mai mult decât niște scaune stomatologice, acestea sunt o **declarație de stil**, rezultatul unui proces amplu de cercetare științifică, inovație, experiență și fabricație care reflectă **angajamentul A-dec și HTP Medical pentru calitate, fiabilitate și estetică de top.**

Configurabile într-o multitudine de variante care se integrează armonios în orice cabinet sau clinică stomatologică, **uniturile dentare A-dec au o eleganță atemporală**, conferită de liniile curate, formele simple și finisajele premium.

a·dec
de peste **20** de ani alături de
HTP[®] Medical

+1120 unituri dentare A-dec instalate în România.

+ 2538 de medici care au beneficiat de profesionalismul echipei HTP Medical și de calitatea uniturilor A-dec.

6 universități și **+1013 clinici și cabinete** stomatologice dotate.

EXPERIENȚĂ în montaj, service și reparații unituri dentare A-dec.

Dezvoltă-ți afacerea cu finanțare de la Libra Internet Bank, de **20 de ani** partenerul medicilor stomatologi din România

Cei mai buni parteneri pe care îi poți avea sunt cei care îți înțeleg business-ul, cunosc domeniul în care activezi și care sunt modalitățile prin care poți atinge obiectivele pe care ți le-ai propus.

Vestea bună pentru medicii stomatologi din România este că astfel de parteneri există și au de partea lor expertiza dovedită de rezultate și o experiență de 20 de ani în finanțarea sectorului medicinei dentare.




Credit pentru investiții imobiliare (Persoane juridice)

- ✓ Perioadă extinsă de **până la 25 ani**
- ✓ Fără condiții de avans
- ✓ Comision ZERO de rambursare anticipată din surse proprii

Libra Internet Bank s-a specializat în oferirea de servicii și produse dedicate medicilor stomatologi, iar în acest moment, **mai mult de 15% din finanțările acordate clienților** care fac parte din categoria Profesiilor Liberale sunt pentru domeniul stomatologic.

Abonament operațional RISE 50 lei/lună

Companii cu cifra de afaceri mai mică de 5 milioane RON



- ✓ Comision deschidere de cont;
- ✓ Comision lunar de administrare de cont;
- ✓ Comision pentru plăți lei pe Internet Banking;
- ✓ Comision pentru încasări în lei;
- ✓ Comision pentru plăți Instant;
- ✓ Card business cu comision de utilizare la ATM/POS Libra/Euronet pentru retragere numerar (până la 2 carduri);

✓ Comision **zero**: emitere card, administrare lunară card, operațiuni la comercianți, interogare sold, reînnoire card la expirare.

Indiferent de sumă, obținerea unui credit de la Libra Internet Bank dedicat unui cabinet sau unei clinici stomatologice este un proces care nu necesită anestezie. Clienții au parte de o experiență plăcută, datorită flexibilității și rapidității oferite de specialiști cu experiență și care vorbesc pe limba medicilor stomatologi.

Colaborările pe care Libra le are cu toată gama de clienți – de la cabinete nou înființate, până la clinici de top – oferă o radiografie exactă a sectorului stomatologic din România, ceea ce înseamnă o continuă adaptare la nevoile pieței.

Credit pentru activitate curentă (Persoane juridice)

- ✓ **Fără documente justificative**
- ✓ **Perioadă extinsă de până la 10 ani**
- ✓ Comision ZERO de rambursare anticipată din surse proprii

Libra Internet Bank **oferă medicilor stomatologi finanțări de până la 100% din investițiile în sedii sau puncte de lucru și echipamente**, în funcție de garanții, în condiții extrem de avantajoase. Obținerea creditelor este facilă, iar clienții beneficiază de perioade extinse de rambursare și nu trebuie să achite niciun comision atunci când rambursează anticipat din surse proprii.

Și pentru că timpul medicilor stomatologi e valoros, iar drumurile la bancă pot fi evitate, Libra Internet Bank a creat abonamentele bancare special concepute, în funcție de profilul afacerii. **Rețeta este însă aceeași: costuri avantajoase, multe beneficii incluse.**



Abonament operațional Professionals în valoare de 29 lei/lună (Alte forme de organizare/PFA)



- ✓ Comision deschidere de cont;
- ✓ Comision lunar de administrare a contului;
- ✓ Comision pentru plăți în lei pe Internet Banking pentru sume < 50.000 lei;
- ✓ Comision pentru încasări în lei;
- ✓ Comision pentru plăți Instant;
- ✓ Comision pentru emitere și administrare lunară pentru 1 Business card;

✓ Comision **zero** la extrasele de cont din Internet Banking;

* Beneficiile sunt valabile pentru un număr limitat de operațiuni de tip încasări și plăți pe IBK: maxim 50 tranzacții/lună.



Avantajele utilizării LASERULUI DIODĂ
și a LASERULUI Er:YAG în stomatologie.
CURSURI COMPLETE care îmbină teoria și practica.

Dr. Ioana Cristina MIRON și Ing. Vlad CHIHAIA
București, 29 martie 2024



Avantajele utilizării LASERULUI DIODĂ
și a LASERULUI Er:YAG în stomatologie.
CURSURI COMPLETE care îmbină teoria și practica.

Dr. Maria CRAICIU și Ing. Vlad CHIHAIA
București, 19 aprilie 2024



HTP® Medical și BTK Dental vă invită în
TURCIA – ANTALIA, în perioada 16-18 mai,
la Congresul Internațional OPERA 2024.
3 ZILE de PREZENTĂRI și WORKSHOPURI cu tema
"The restoration of implant-supported rehabilitative
function in various edentulous condition."



Dr. Joseph CHOUKROUN
PRF SEMINAR

Hotel Pami, Cluj-Napoca.

PRF & Osteoimunologia
Ultimele actualizări

NEW products in our portfolio



X-mind® Prime este o soluție inteligentă, cu un design elegant, ușor de folosit și care oferă un flux de lucru eficient pentru orice cabinet stomatologic.

Diagnosticare simplă. Poziționarea ușoară și eficientă a pacientului. **Interfață** de utilizare intuitivă. **Instalare rapidă** – sub o oră – de către un singur tehnician. **Sistem inovator** de montare pe perete. **Poziționare față în față** este susținută de lasere de aliniere și conferă o poziționare corectă a pacientului. De asemenea, **panoul de control simplificat**, situat inteligent sub suportul pentru bărbie, ajută la poziționare precisă a pacientului. Beneficiați de o **poziționare fără erori a pacientului** datorită recunoașterii automate a suportului pentru bărbie. **Cea mai ușoară** unitate de radiologie panoramică de pe piață.



X-mind® DC este un aparat de radiologie intraorală extrem de ușor de manevrat, oferind o flexibilitate excepțională de utilizare și o poziționare precisă. Brațul pantografic este ușor de curățat și poate fi decontaminat conform regulilor impuse de practica stomatologică cu privire la asepse.

Acest aparat este disponibil în mai multe configurații:
Cu 3 lungimi de brațe: **41 cm (16,2")** | **82,5 cm (32,5")** | **110 cm (43,5")**

Cu 3 tipuri de conuri pentru fiecare dintre tipurile de suport **Top mounted**, respectiv **Bottom mounted**:

- Con lung** (31 cm – 12") – recomandat pentru tehnica paralelă
- Con scurt** (20 cm – 8") – recomandat pentru tehnica bisectoare
- Con lung dreptunghiular** (31 cm – 12") – reduce cu 50% radiațiile.

Compatibilități: cu sistemele de operare Windows, Mac și cu DICOM.

PSPIX® 2 AIS Scanner digital cu plăcuțe fosforice este un echipament care ajută medicul stomatolog să ofere un **diagnostic clinic de încredere** datorită unei radiografii clare care are un contrast ridicat și unei citiri ușoare.

Procesul de scanare este **complet automatizat și intuitiv**. Utilizează **AIS (Acteon Imaging Suite)** care este un soft user-friendly, conceput pentru eficientizarea diagnosticării: vizualizare, procesare și îmbinare a datelor imagistice.

Softul este compatibil cu sistemele de operare Windows și Mac.

Foliile de protecție și husele de igienă utilizate asigură un **grad ridicat de protecție împotriva contaminării încrucișate**. Echipamentul are un **stylus pentru ecranul digital**, garantând **utilizarea igienică**.

PSPIX® 2 AIS
Scanner digital
cu plăcuțe
fosforice

31.149⁸⁴
LEI cu TVA inclus



NEW products in our portfolio



TRITON Compact & Flexible



TRITON L (furtunuri pe sus)

preț
promo

62.245⁴⁶
LEI cu TVA inclus

TRITON Compact & Flexible



TRITON E (furtunuri pe jos)

preț
promo

62.245⁴⁶
LEI cu TVA inclus

TRITON PLUS Luxury in every detail



TRITON PLUS L (furtunuri pe sus)

preț
promo

88.382⁶²
LEI cu TVA inclus

TRITON PLUS Luxury in every detail



TRITON PLUS E (furtunuri pe jos)

preț
promo

88.382⁶²
LEI cu TVA inclus

TRITON DUO Ambidextre



TRITON DUO L (furtunuri pe sus)

preț
promo

81.909⁰²
LEI cu TVA inclus

TRITON DUO Ambidextre



TRITON DUO E (furtunuri pe jos)

preț
promo

81.909⁰²
LEI cu TVA inclus

A-dec 300 RADIUS Tradițional Standard

P
R
O
M
O



SCAUN stomatologic cu TAPIȚERIE fără cusături
și TETIERĂ dublu articulată.

BRAȚ MEDIC cu 5 poziții de lucru, cu furtunurile pe jos (Tradițional):
1x seringă aer/apă autoclavabilă, 1 x tubing Midwest cu lumină 6 pini,
1 x tubing 4 pini fără lumină, 1 x micromotor electric EM-II L W&H, 1 x
detartraj Woodpecker ENDO UDS-N3 LED.

TOUCHPAD Standard.

BRAȚ ASISTENTĂ – cu touchpad standard – are 3 poziții: seringă
apă/aer autoclavabilă, aspirație salivă și pregătire pentru aspirație
chirurgicală.

CHIUVEȚĂ rotativă din porțelan rezistent la coroziune, recipient de 2
litri pentru alimentarea cu apă distilată
a pieselor de mână.

LAMPA scialitică 372L LED cu 4 leduri.

SCAUN MEDIC A-Dec 42L.

Pedală Disc Chip Blower.

preț
promo

117.185³⁸

LEI, TVA inclus

A-dec 300 RADIUS Tradițional Deluxe

SCAUN stomatologic cu TAPIȚERIE fără cusături
și TETIERĂ dublu articulată.

BRAȚ MEDIC cu 5 poziții de lucru, cu furtunurile pe jos (Tradițional):
1x seringă aer/apă autoclavabilă, 2 x tubing Midwest cu lumină 6 pini,
1 x tubing 4 pini fără lumină, 1 x micromotor electric NLZ + CM NLZ
Control Module, 1 x detartraj Woodpecker ENDO UDS-N3 LED.

TOUCHPAD Deluxe.

BRAȚ ASISTENTĂ – cu touchpad standard – are 3 poziții: seringă
apă/aer autoclavabilă, aspirație salivă și pregătire pentru aspirație
chirurgicală.

CHIUVEȚĂ rotativă din porțelan rezistent la coroziune,
recipient de 2 litri pentru alimentarea cu apă distilată a
pieselor de mână.

LAMPA scialitică 372L LED cu 4 leduri.

SCAUN MEDIC A-Dec 42L.

Pedală Disc Chip Blower.

preț
promo

129.466³⁴

LEI, TVA inclus

P
R
O
M
O



A-dec 300 RADIUS Continental Deluxe

P
R
O
M
O



SCAUN stomatologic cu TAPIȚERIE fără cusături
și TETIERĂ dublu articulată.

BRAȚ MEDIC cu 5 poziții de lucru, cu furtunurile pe sus (Continental):
1x seringă aer/apă autoclavabilă, 2 x tubing Midwest cu lumină 6 pini,
1 x micromotor electric NLZ + CM NLZ Control Module, 1 x detartraj
Woodpecker ENDO UDS-N3 LED.

TOUCHPAD Deluxe.

BRAȚ ASISTENTĂ – cu touchpad standard – are 3 poziții: seringă
apă/aer autoclavabilă, aspirație salivă și pregătire pentru aspirație
chirurgicală.

CHIUVEȚĂ rotativă din porțelan rezistent la coroziune,
recipient de 2 litri pentru alimentarea cu apă distilată
a pieselor de mână.

LAMPA scialitică 372L LED cu 4 leduri.

SCAUN MEDIC A-Dec 42L.

Pedală Disc Chip Blower.

preț
promo

132.133⁹⁹

LEI, TVA inclus

Unit Dentar KaVo Primus IO58 Life



BRAȚUL MEDICULUI – masă instrumentar cu 5 module: 1 x modul seringă aer-apă 3 funcții, 1 x modul pentru turbina cu fibră optică + cupla 465LED, 1 x modul detarraj PiezoLED, 1 x micromotor INTRA LUX KL motor 701. Tavă instrumente.

Memospeed.

Pedală multifuncțională pneumatică

BRAȚUL ASISTENȚEI cu 4 module, braț pivotant, element de control cu membrană, identic cu cel de la elementul medicului, pentru chiuveță și funcțiile scaunului (Memolog control), 1 x furtun aspirație salivă.

Grupul hidric – prevăzut cu aspirație uscată / umedă (opțional Separator Durr Dental CSI), kit sticlă de apă cu bloc de apă integrat pentru alimentarea independentă de rețea (cu acord DVGW), VACUstopp.

LAMPĂ SCIALITICĂ – lampa operatorie MAIA LED 1300 cu leduri, cu 2 mânere, detașabile și sterilizabile. Lumină cu led rece fără umbre.

Scaun medic Kavo Physio One.

preț
promo

122.417⁵⁶

LEI, TVA inclus

BRAȚUL MEDICULUI – Model S – furtunuri pe sus) cu 6 module, cu sistem antiretracție integrat, operare intuitivă cu acces rapid și direct la toate funcțiile importante pentru economisirea timpului și tratament fără întreruperi, 1 x seringă spray aer/apă, 2 x tubing pentru turbina cu fibră optică și cuplă rapidă KaVo Multiflex LUX 465 LED, 1 x micromotor electric KaVo INTRA LUX KL 703 LED, 1 x piesa de detarraj cu ultrasunete și iluminare LED: KaVo PiezoLED și set de 3 anse și cheiță dinamometrică.

Suport standard pentru 2 tăvițe (include tăvițele).

Pedală multifuncțională.

BRAȚUL ASISTENȚEI este pivotant și are 5 poziții: seringă apă/aer, aspirație salivă, aspirație chirurgicală.

Grupul hidric – prevăzut cu bloc de apă compact cu alimentare de la sticlă independentă de apă (conformitate DVGW). Pregătire pentru aspirație externă – pompa nu este inclusă în preț.

Placa de fixare.

LAMPĂ KaVoLUX 540 LED.

Scaun medic Kavo Physio One.

Unit dentar KaVo uniQa



preț
promo

230.383¹⁹

LEI, TVA inclus

Microscop stomatologic **Leica** M320 High End 4K



- Cameră foto / video 4K
- Obiectiv Multifoc 200 – 300 mm
- 5 trepte de magnificație:
6.4x – 10x – 16x – 25x – 40x
- Suport microscop mobil pentru podea,
prevăzut cu roți
- Tub binocular reglabil 0–180° și
ErgonOptic Dent adaptor optic cu
posibilitatea de deformare a axei optice

preț
promo

154.371⁹⁸

~~181.315⁹³~~ LEI cu TVA inclus

Microscop stomatologic **Leica** M320 Value II

BONUS: Obiectiv Multifoc 200 – 300 mm

- 5 trepte de magnificație:
6.4x – 10x – 16x – 25x – 40x
- Suport microscop pentru podea, mobil, cu roți
- Binocular înclinat fix la 45° cu reglarea
distanței interpupulare
- Sistem de iluminare cu LED



preț
promo

98.055²⁶

~~113.610¹⁶~~ LEI cu TVA inclus



Piese contraunghi Synea Fusion

WG-99 LT

WG-56 LT



3.490⁰⁰

LEI, TVA inclus

2.590⁰⁰

LEI, TVA inclus

Turbină TG-98 L

TG-98 L



2.890⁰⁰

LEI, TVA inclus

Set Piese contraunghi Synea Vision

WK-99 LT

WK-56 LT



8.590⁰⁰

LEI, TVA inclus

Piesă contraunghi Synea Power Edition

WG-900 LT



4.190⁰⁰

LEI, TVA inclus

Turbină TK-98 L + RQ-24 Gratis!



6.190⁰⁰

LEI, TVA inclus



Set High Speed 5 RM

- › Turbină TE-95 RM
- › Contraunghi WE-56

2.290⁰⁰ LEI, TVA inclus

Set High Speed 4 RM

- › Turbină TE-95 RM
- › Contraunghi WE-56
- › Micromotor pneumatic AM-25 R

3.290⁰⁰ LEI, TVA inclus

ONE

Assistina One

Curățare și lubrifiere în doar 18 secunde

- › Conexiune rapidă cu adaptor ISO și RM
- › Filtru HEPA
- › Include Setul de îngrijire ONE Care pentru 2800 de instrumente

6.490⁰⁰

LEI, TVA inclus

5.890*

LEI, TVA inclus

*Aduceți vechiul dvs. echipament de întreținere, indiferent de producător, și achiziționați Assistina One la un preț special de BUY-BACK.

Turn chirurgical "all-in-one"

- › Cart pentru chirurgie
- › Implantmed SI-1023 + Micromotor EM-19 LC
- › Pedală fără fir S-NW
- › Piesă de mână cu lumină WS-75 L
- › Modul Piezomed Plus SA-435
- › Ostell Beacon

65.500⁰⁰

LEI, TVA inclus

Include Setul BONE, Setul SINUS & Ansa B6

Modul Piezomed Plus

Include Setul BONE & Ansa B6

25.900⁰⁰

LEI, TVA inclus



2+1
Ani
Garanție*

**Kit
Implantmed
Plus SI-1023**

23.900⁰⁰

LEI, TVA inclus

- › Implantmed SI-1023
- › Micromotor EM-19 LC
- › Pedală fără fir S-NW
- › O piesă de mână cu lumină, la alegere: WS-75 L, S-11 L sau WS-91 L

Ostell Beacon - Cu 10 Smart Pegs GRATIS

12.500⁰⁰

LEI, TVA inclus

*Al treilea an de garanție gratuit, pe durata valabilității acestor oferte, cu condiția înregistrării produsului dumneavoastră pe site-ul wh.com

PROMOȚII

Pachet Autoclav 22 L + Sigilator + Distilator

preț promo





DENTIOR®

11.211⁹⁶
LEI, TVA inclus

La achiziționarea unui Sterilizator W&H, veți primi **GRATUIT** 1 piesă de mână Synea Fusion la alegere!

Autoclav Lara XL 28 litri

32.900⁰⁰
LEI, TVA inclus

preț promo



2+1
Ani
Garanție*



*Al treilea an de garanție gratuit, pe durata valabilității acestor oferte, cu condiția înregistrării produsului dumneavoastră pe site-ul wh.com

Autoclav Vacuclave 118 17 L Pro Line

preț promo

30.353²⁷
LEI, TVA inclus



MELAG

Autoclav Vacuclave 123 23 L Pro Line

32.007⁶³
LEI, TVA inclus

preț promo



MELAG

Pachet Autoclav Vacuclave 318 17 L Prime Line + MELAdem 40

preț promo

36.402⁰⁴
LEI, TVA inclus



MELAG

Pachet Autoclav Vacuclave 323 23 L Prime Line + MELAdem 40

preț promo

35.884⁵¹
LEI, TVA inclus



MELAG

Prețurile de mai sus sunt exprimate în LEI, cu TVA inclus și sunt valabile în limita stocului. Pentru informații suplimentare despre campaniile derulate de HTP Medical, vă rugăm să vă adresați reprezentanților de vânzări alocați zonei dumneavoastră. Ne puteți contacta și pe adresa de email office@htp.ro sau la telefon 0372 402 702.



DUOQUATTRO

Sistem Complet Centrifugare PRF
CHOUKROUN PRF™ SYSTEM

LEI, TVA inclus

17.981⁸⁶

preț
promo



Sistemul conține:

Centrifuga DUO QUATTRO + pachet ACCESORII:

Foarfecă
Pensetă
Pensetă angulată
(giraffe)
Tavă
Container (bol)
Pad de transfer

Compactor mic
Compactor mare
Mini-tavă
Holder eprubete
Garou
Fluturaș recoltare
Plasturi

Eprubete
PomPac
(sistem de răcire a sângelui din eprubete)
PomCol
(pad de răcire a sângelui în momentul recoltării)
PomSwing + tijă amestecare
(recipient de mixare a substituentului osos)



preț
promo

Set 100 Eprubete A-PRF
MATRIX 10ml Pro Cell

LEI, TVA inclus

674³⁴



preț
promo

Set 24 Eprubete S-PRF

LEI, TVA inclus

353⁸⁹



HD 410
dezinfectant
de mâini
500 ml

preț
special:
12⁹⁰

HD 410
dezinfectant
de mâini
1 litru

preț
special:
19⁹⁹

HD 410
dezinfectant
de mâini
2,5 litri

preț
special:
50⁰⁰

HD 410
dezinfectant
de mâini
10 litri

preț
special:
180⁰⁰



Ulei de întreținere
FI 400ml

preț
special:
95⁰⁰



PIESA COT
U.N.I. CA 15 LED

preț special:
3631⁰⁰

CUPLA U.N.I. FIX

preț special:
999⁰⁰

TURBINA U.N.I.
TB. S LED

preț special:
3441⁰⁰

SP NEWTRON
SLIM BLEED GREY3

preț special:
4946⁰⁰



Set anse detartraj supragingival G1
(5 bucăți)

preț special:
74⁶¹

Set anse detartraj supragingival G2 (5
bucăți)

preț special:
74⁶¹

Set anse detartraj supragingival G3 (5
bucăți)

preț special:
111⁸⁶

Set anse detartraj supragingival G4
(5 bucăți)

preț special:
111⁸⁶

Set anse detartraj supragingival G5
(5 bucăți)

preț special:
130⁵⁴

Set anse detartraj supragingival G6 (5
bucăți)

preț special:
130⁵⁴

Set anse detartraj GD12
(5 bucăți)

preț special:
258⁴¹

Set anse detartraj GD2
(5 bucăți)

preț special:
74⁶¹

Set anse detartraj GD3
(5 bucăți)

preț special:
111⁸⁶

Set anse detartraj GD4
(5 bucăți)

preț special:
111⁸⁶

Set anse detartraj GD5
(5 bucăți)

preț special:
130⁵⁴

Set anse detartraj GD6
(5 bucăți)

preț special:
130⁵⁴

Ansă chirurgicală UI1

preț special:
135³³

Ansă chirurgicală UPI și UC1

preț special:
111⁴²

Ansă chirurgicală Sinus Lift UL1

preț special:
111⁴²

Set anse detartraj parodontal P1
(5 bucăți)

preț special:
123⁷⁶

Set anse parodontale PD7
(5 bucăți)

preț special:
258⁴¹

Set anse parodontale PD4
(5 bucăți)

preț special:
199⁰³

Ansă chirurgicală US1

preț special:
135³³

Ansă detartraj Endo ED62 DTE

preț special:
63⁷⁰

SERVICE

MENTENANȚĂ

VERIFICĂRI periodice

CONSULTANȚĂ tehnică



Garanție & Post Garanție

Contracte de service

Intervenții neprogramate

Consultanță și remediere prin telefon

Autorizare din partea
ANMDM și CNCAN pentru
realizarea verificărilor periodice ale
echipamentelor stomatologice din
cabinetul dumneavoastră.

Asistență tehnică susținută la nivel
național de o echipă de ingineri și
tehnicieni acreditați de producătorii
echipamentelor stomatologice.

Promptitudine la solicitările clienților,
atât în perioada de garanție, cât și în
perioada post garanție.

Instruirea operațională a personalului
din clinicile/cabinetele stomatologice în
care există echipamente instalate
de HTP® Medical.

Discounturi importante acordate la
prețurile de listă ale intervențiilor, la
achiziționarea abonamentului anual
de service.

ABONAMENTE SERVICE (tarife anuale)

BASIC: 200 Euro + tva

STANDARD: 400 Euro + tva

PREMIUM: 600 Euro + tva

You've got the

POWER

to score a winning
touchdown with
unrivalled strength
and speed.

Draft in one of our red power players to
create your dream team – bursting with
strength while perfectly fitting your
ergonomic needs.

Power up your practice now!



HTP® Medical
High Technology Products

SHOWROOM:

BUCUREȘTI, Str. Soveja, nr. 75, sector 1, Tel. +40 372 402 702
CLUJ-NAPOCA, Bd. 21 Decembrie 1989, nr. 126, Tel. +40 371 517 119
IAȘI, Bd. Rediu Tătar 4, bloc 481, parter, Tel +40 372 522 310
office@htp.ro, www.htp.ro

KAVO
Dental Excellence



BUCUREȘTI

Str. Soveja nr. 75, sector 1

Tel 0372 402 702 | office@htp.ro | www.htp.ro

CLUJ-NAPOCA

Bd. 21 Decembrie 1989 nr. 126, parter

Tel 0371 517 119 | office@htp.ro | www.htp.ro

IAȘI

Bd. Rediu Tătar nr. 4, bloc 481, parter

Tel 0372 522 310 | office@htp.ro | www.htp.ro

ECHIPAMENTE DE TOP

unituri stomatologice • radiologie digitală
• sterilizare și dezinfecție • microscopie
stomatologice • piese de mână • compresoare
și aspirație • scanere intraorale • implanturi •
alignere • imprimante 3D • lasere • mobilier

PROIECTE INTEGRATE

SERVICE MENTENANȚĂ VERIFICĂRI PERIODICE

CURSURI de SPECIALITATE

INVITAȚIE
în SHOWROOM

